

«ЛУКОШКО МЕДРАСХОДКИ»

представляет:

**Изделия из нетканного
материала СПАНЛЕЙС, СМС**



Тел.: +7(499) 347-29-06; +7 (964) 648-41-04; Сайт: med-rsv.ru, E-mail: 3472906@mail.ru

*Простыни одноразовые, рулон без перфорации 80*200см (17-19 г./кв.м.)*

Материал: -

Нетканый материал SMS плотностью **17-19 г./кв.м.**

Наличие картонной втулки: - Да

Упаковка: - Термоусадочная пленка

Размер картонного короба:

- 500x250x700 мм

Цвет: - Белый, голубой



*Простыни одноразовые, рулон с перфорацией 80*200см (12-15 г./кв.м.)*

Материал:

- Нетканый материал SMS плотностью **12-15 г./кв.м.**

Наличие картонной втулки: - Да

Упаковка: - Термоусадочная пленка

Размер картонного короба:

- 500x250x700 мм

Цвет: - Белый



Простыни одноразовые, рулон с перфорацией 70*200см (17 г./кв.м.)

Материал:

- Нетканый материал SMS плотностью 17 г./кв.м

Наличие картонной втулки: - Да

Упаковка: - Термоусадочная пленка

Размер картонного короба:

- 500x250x700 мм

Цвет: - Белый



*Простыни одноразовые, рулон без перфорации 70*200см (16-17 г./кв.м.)*

Материал:

- Нетканый материал SMS плотностью
16-17 г./кв.м.

Наличие картонной втулки: - Да

Упаковка: - Термоусадочная пленка

Размер картонного короба: -

500x250x700 мм

Цвет: - Белый, голубой



Салфетки в рулоне с перфорацией для диспенсерных систем 150x200 мм № 250 шт. (СМЕННЫЙ БЛОК)

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %); (спанлейс 40-45г./кв.м., вискоза 70 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: - 500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 33 шт.



Салфетки в рулоне с перфорацией для диспенсерных систем 150x300 мм № 200 шт. (СМЕННЫЙ БЛОК)

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %); (спанлейс 40-45г./кв.м., вискоза 70 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: - 500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 30 шт.



Салфетки в рулоне с перфорацией для диспенсерных систем 150x300 мм № 150 шт. (СМЕННЫЙ БЛОК)

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %);

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 42 шт.



Салфетки в рулоне с перфорацией для диспенсерных систем 150х300 мм № 100 шт. (СМЕННЫЙ БЛОК)

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: - 500х250х700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 60 шт.



Салфетки в рулоне с перфорацией для диспенсерных систем 180x300 мм № 200 шт. (СМЕННЫЙ БЛОК)

Материал:

- Безворсовый нетканый материал
спанлейс 40-45г./кв.м (вискоза 50 %,
полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с
самоклеящиеся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

**Количество упаковок салфеток в
картонном коробе:** - 30 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (ЭКОНОМ)

Размер: 30x20 см; 30x30 см; 30x40см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 30-33 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 100 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (КОМФОРТ)

Размер: 30x20 см; 30x30 см; 30x40см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 100 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (ЛЮКС)

Размер: 30x20 см; 30x30 см; 30x40см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 50-55 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящиеся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: - 500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 100 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (ЭКОНОМ)

Размер: 45x40 см; 45x45 см;
45x60 см; 45x90 см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 30-33 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 60 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (КОМФОРТ)

Размер: 45x40 см; 45x45 см;
45x60 см; 45x90 см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 60 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (ЛЮКС)

Размер: 45x40 см; 45x45 см;
45x60 см; 45x90 см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 50-55 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящейся этикеткой-формуляром

Размер картонного короба: -
500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 60 шт.



Салфетки «ELIKSICLEAN» в рулоне с перфорацией (КОМФОРТ)

Размер: 20x20 см; 40x40см; 35x70 см

Количество в рулоне:

- 100 штук; 150 штук; 200 штук

Материал:

- Безворсовый нетканый материал спанлейс 40-45 г./кв.м (вискоза 50 %, полиэстер 50 %)

Упаковка: - Термоусадочная пленка с самоклеящиеся этикеткой-формуляром

Размер картонного коробка: - 500x250x700 мм

Количество упаковок салфеток в картонном коробе: - 60 шт.



Этикетка-формуляр самоклеящаяся на салфетки сухие в рулонах (СМЕННЫЙ БЛОК)

САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛА В РУЛОНЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ



Назначение: Предназначены для сухой и влажной уборки, в том числе для пропитки дезинфицирующими и моющими средствами.

ТУ: 13.95.10-004-40292633-2019

Не подлежит обязательной сертификации.

МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО			
	100 ШТ.	150 ШТ.	200 ШТ.	250 ШТ.
СПАНЛЕЙС 40 г/м ²				✓
СПАНЛЕЙС 50 г/м ²				

Срок хранения не ограничен, при условии соблюдения условий хранения и транспортировки

Дата изгот.:	30.09.21	РАЗМЕР	
Серия:	010921	150x200 мм	✓
		150x300 мм	
		180x300 мм	

Поставщик: ИП Резникова С.В., Тел. 8(499) 347-29-06,
E-mail: 3472906@mail.ru, www.med-rsv.ru

Салфетка из нетканного материала

Заливаемое средство _____

Объем _____ Конц-я _____

Дата приготовления _____ Годен до _____

ФИО сотрудника _____

Поставщик: ИП Резникова, 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 31, корп. 1., Тел.: 8(499) 347-29-06

Упаковка: 5000 штук

*Принимаются заказы на изготовление
любых размеров салфеток от 500 штук*



**ЛУКОШКО
медрасходки**

предлагает
Салфетки в
рулонах
(спанлейс)

MED-RSV.RU

